

•• CAUTIONS

Jen-Favorite LC contains methacrylic resins that may cause an allergic reaction by skin contact in certain individuals. Avoid long or repeating contact of not-polymerized material with the skin [allergic contact dermatitis is possible], soft tissue of the oral cavity and eyes.

In case of contact, immediately wash thoroughly a place of contact with water and soap. If there is rash or other signs of allergic reactions on the skin stop use of the material and ask for medical care.

Use of this product in patients with known acrylic allergies is to be avoided.

•• PRECAUTIONARY MEASURES

- During the work with the material use special glasses, gloves, clothes and mask Goggles are recommended for the patients also.
- Observe the security measures provided during the work with powdery, siliceous substances. Use goggles, a mask and gloves.

•• COLLATERAL REACTIONS

The product can cause irritation of eyes, skin and mucous membranes. (see. CAUTION section).

•• INTERACTION WITH OTHER DENTAL MATERIALS

Use of eugenol-containing materials in a combination with Jen-Favorite LC is contraindicated. Eugenol-containing dental materials can have negative impact on ability to a polymerization.

•• WARRANTY

The manufacturer warrants the quality of manufactured products. The adverse events inflicted by violation of user manual, storage conditions and other events inflicted by non-stipulated usage of the material are not the subjects of warranty. The customer is responsible for determination of suitability of this product for user's application. Warranty conditions: the product does not comply with requirements declared by manufacturer. In this case the manufacturer replaces the defective material within warranty period.

•• LIMITATION OF LIABILITY

The manufacturer's liability is limited by only cases stipulated by direct legislation of the country.

•• STORAGE

- Inappropriate storage conditions will reduce shelf life and can lead to deterioration of properties of the material. Don't expose this product to direct sunlight. Store a material in a dry place.
- Store this product at the temperature of 4 - 25 °C [39,2 – 77 °F].
- DO NOT FREEZE!
- Shelf life of Jen-Favorite LC is 3 years.

•• RECYCLING

Dispose of the medical device in accordance with local / regional / national / international legal requirements.

•• PACKING

- Jen-Favorite LC in sets of 4, 6, 7 or 12 syringes.
- Jen-Favorite LC is supplied in syringes of 2 or 4 g.

Jen-Favorite LC FR

Jen-Favorite LC est un matériau de restauration composite de pointe fabriqué à l'aide de la technologie nanohybride, qui associe d'excellentes propriétés esthétiques, une polissabilité et des propriétés manuelles améliorées à des propriétés mécaniques et physiques exceptionnelles telles que la radio-opacité, la résistance à la rupture, la résistance à la compression et la résistance à la traction.

•• DESTINATION

- Restauration hautement esthétique des cavités de classe I, II, III, IV et V;
- Fabrication d'insertions et d'appliches;
- Technique du sandwich;
- Ligature;
- Modélisation de moignon.

•• INSTRUCTION D'USAGE

La cavité doit être préparée selon la technique standard. Dans le cas de cavités profondes, utilisez un matériau de revêtement à base d'hydroxyde de calcium, tel que Jen-Line LCF, pour protéger la pulpe.

•• RESTAURATIONS DU GROUPE DE DENTS ANTÉRIEURES

L'utilisation de matrices est recommandée. Mordancez l'email, y compris les biseaux, pendant 15 secondes avec le gel de mordantage Phospho-Jen AS, rincez abondamment et séchez. Appliquez un adhésif [nous recommandons Jen-Unibond] selon les instructions du système d'adhésif et polymérisez. Appliquez une couche de

Jen-Favorite LC dans la cavité, façonnez le contour et exposez à la lumière. Plusieurs portions de matériau de restauration peuvent être nécessaires si la cavité est profonde. Traiter la surface de l'obturation avec des fraises et les surfaces proximales avec des bandes abrasives. Après avoir vérifié l'occlusion, effectuez le meulage final avec les disques de finition et les têtes en caoutchouc.

•• RESTAURATIONS DES GROUPES DE DENTS DE LA MASTICATION

Pour la séparation interproximale, il est recommandé d'utiliser une fine matrice transparente, fixée par des coins. Adaptez la matrice pour couvrir la zone gingivale, en évitant la formation de protrusions. Utilisez un adhésif comme décrit ci-dessus avant d'appliquer le matériau de restauration. Nous recommandons de créer une couche superadaptative de composite fluide, tel que Jen LC-Flow, avant la première couche de matériau de restauration. Appliquez la première partie de Jen-Favorite LC sur la partie proximale de la cavité, de sorte que la couche de matériau ne dépasse pas 1,5 mm. À l'aide d'un brunissoir, étalez le matériau sur les surfaces internes de la cavité à remplir et de la matrice et exposez à la lumière. Terminez l'obturation en appliquant le matériau en couches de sorte que l'épaisseur de chaque couche ne dépasse pas 2,5 mm. Exposez à la lumière chaque couche séparément.

Attention! Les teintes opaques Jen-Favorite LC doivent être appliquées en couches ne dépassant pas 1 mm d'épaisseur.

•• MISES EN GARDE

Le matériau composite Jen-Favorite LC contient des résines méthacryliques dans sa composition. Évitez tout contact prolongé ou répété du matériau non polymérisé avec la peau [une dermatite de contact allergique peut survenir], les tissus mous de la bouche, les yeux. En cas de contact, rincez immédiatement et abondamment la zone de contact avec de l'eau et du savon. Si une éruption cutanée ou d'autres signes de réactions allergiques apparaissent, cessez d'utiliser le matériau et consultez un médecin.

•• CONTRE-INDICATIONS

Tout antécédent de réaction allergique, notamment aux résines méthacrylates ou à tout autre composant des matériaux dentaires.

•• PRÉCAUTIONS À PRENDRE

- Utiliser une protection oculaire, des vêtements, un masque et des gants appropriés lors de la manipulation du matériau. Il est également recommandé aux patients de porter des lunettes de protection.
- Respectez les consignes de sécurité pour la manipulation de substances pulvérulentes contenant du silicium. Utilisez des lunettes de sécurité, un masque et des gants.

•• EFFETS INDÉSIRABLES

La substance peut provoquer une irritation des yeux, de la peau et des muqueues [voir MISES EN GARDE].

•• INTERACTION AVEC D'AUTRES MATÉRIAUX

L'utilisation de produits contenant de l'eugénol en association avec Jen-Favorite LC est contre-indiquée. Les matériaux dentaires contenant de l'eugénol peuvent avoir un effet négatif sur la capacité de durcissement.

•• GARANTIE

Le fabricant garantit la qualité de ses produits. La garantie ne couvre pas les défauts causés par le non-respect des instructions d'utilisation des matériaux, les conditions de stockage et autres cas qui ne sont pas prévus pour la fonction du matériau. Il est de la responsabilité du consommateur de déterminer l'adéquation de ce produit à l'usage auquel il (le consommateur) le destine. Condition de survenance du cas de garantie : non-conformité du produit aux caractéristiques déclarées par le fabricant. Si un défaut matériel est détecté pendant la période de garantie, le fabricant remplacera le produit.

•• LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ DU FABRICANT

La responsabilité du fabricant s'étend uniquement aux cas expressément prévus par les lois applicables du pays.

•• STOCKAGE ET DURÉE DE VALIDITÉ

- Des conditions de stockage inappropriées réduisent la durée d'utilisation et peuvent entraîner une détérioration des propriétés du matériau. N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil. Conservez le matériel dans un endroit sec.
- Conservez le produit à une température de 4 – 25°C [39,2 – 77 °F].
- NE PAS GELER!
- La durée de conservation garantie du matériel est de 3 ans.

•• MISE AU REBUT

Mettez le produit médical au rebut conformément aux exigences légales locales/régionales/nationales/internationales.

•• FOUNTUNITES

- Jen-Favorite LC en ensembles de 4, 6, 7 ou 12 seringues.
- Jen-Favorite LC est fourni en seringues de 2 ou 4 g.

Jen-Favorite LC DE

Jen-Favorite LC ist ein hochmodernes Komposit-Restaurationsmaterial, das mit Hilfe der Nanohybrid-Technologie hergestellt wird. Es kombiniert exzellente ästhetische Eigenschaften, Polierbarkeit und verbesserte manuelle Eigenschaften mit hervorragenden mechanischen und physikalischen Eigenschaften wie Röntgenopazität, Bruchfestigkeit, Druckfestigkeit und Zugfestigkeit.

•• ZWECK

- Hochästhetische Restauration von Hohlräumen der Klassen I, II, III, IV und V;
- Herstellung von Inlays und Onlays;
- Sandwich-Technik;
- Verblockung;
- Stumpfmodellierung.

•• GEBRAUCHSANLEITUNG

Die Präparation der Kavität erfolgt nach dem Standardverfahren. Verwenden bei tiefen Kavitäten ein Liner-Material auf Calciumhydroxid-Basis, wie z. B. Jen-Line LCF, um die Pulpa zu schützen.

•• RESTAURATIONEN IN DER FRONTZAHNGRUPPE

Es wird empfohlen, Matrizen zu verwenden. Ätzen den Zahnschmelz einschließlich der Fasen 15 Sekunden lang mit Phospho-Jen AS Ätzelgel, spülen Sie gründlich nach und trocknen. Der Klebstoff [wir empfehlen Jen-Unibond] sollte gemäß den Anweisungen des Klebstoffsystems aufgetragen werden und anschließend aushärten. Jen-Favorite LC-Schicht in die Kavität einbringen, die Kontur formen und belichten. Wenn die Kavität tief ist, können mehrere Portionen Füllungsmaterial erforderlich sein. Behandeln die Oberfläche der Füllung mit Bohren und die Approximalfächen mit Schleifstreifen. Nach der Bisskontrolle führen den Endschliff mit den Schlichtscheiben und Gummiköpfen durch.

•• RESTAURATIONEN DER KAUGRUPPEN DER ZÄHNE

Für die interproximale Separation wird die Verwendung einer dünnen transparenten Matrize empfohlen, die mit Keilen gesichert wird. Passen Sie die Matrize so an, dass sie den Gingivabereich bedeckt und die Bildung von Vorsprüngen vermieden wird. Verwenden vor dem Auftragen des Restaurationsmaterials ein Adhäsiv wie oben beschrieben. Wir empfehlen, eine superadaptative Schicht aus fließfähigem Komposit, wie z. B. Jen LC-Flow, vor der ersten Schicht des Füllungsmaterials anzulegen. Applizieren die erste Portion Jen-Favorite LC auf den proximalen Teil der Kavität, so dass die Materialschicht nicht mehr als 1,5 mm beträgt. Verteilen Sie das Material mit einem Dentalpolierer auf den Innenflächen des zu füllenden Hohlraums und der Matrize und belichten. Beenden die Füllung, indem das Material schichtweise so auftragen, dass die Dicke jeder Schicht 2,5 mm nicht überschreitet. Belichten jede Schicht separat.

Achtung! Jen-Favorite LC Opaque-Farbtöne sollten in Schichten von nicht mehr als 1 mm Dicke aufgetragen werden.

•• VORSICHTSHINWEISE

Das Kompositmaterial Jen-Favorite LC enthält in seiner Zusammensetzung Methacrylatharze. Vermeiden Sie längeren oder wiederholten Kontakt des unpolymerisierten Materials mit der Haut [allergische Kontaktdermatitis kann auftreten], den Weichteilen des Mundes und den Augen.

Bei Kontakt spülen Sie die Kontaktstelle sofort gründlich mit Wasser und Seife. Wenn ein Hautausschlag oder andere Anzeichen einer allergischen Reaktion auftreten, verwenden das Material nicht weiter und suchen einen Arzt auf.

•• GEGENANZEIGEN

Jegliche Vorgeschichte von allergischen Reaktionen, insbesondere auf Methacrylatharze oder andere Bestandteile von Dentalmaterialien.

•• SICHERHEITSMASSNAHMEN

- Verwenden beim Umgang mit dem Material einen geeigneten Augenschutz, Kleidung, Maske und Handschuhe. Auch für Patienten wird eine Schutzbrille empfohlen.
- Beachten die Sicherheitsvorkehrungen für den Umgang mit pulverförmigen, silikonhaltigen Substanzen. Tragen Sie Schutzbrille, Mundschutz und Handschuhe.

•• NEBENWIRKUNGEN

Material kann Reizungen der Augen, Haut und Schleimhäute verursachen (siehe WARHINHWEISE).

•• WECHSELWIRKUNG MIT ANDEREN MATERIALIEN

Die Verwendung von eugenolhaltigen Produkten in Kombination mit Jen-Favorite LC ist kontraindiziert. Eugenol-haltige Dentalmaterialien können die Aushärtungsfähigkeit negativ beeinflussen.

•• BESCHRÄNKUNG DER HERSTELLERHAFTUNG

Die Haftung des Herstellers erstreckt sich nur auf die Fälle, die das geltende Recht des Landes ausdrücklich vorsieht.

•• GARANTIEVERPFLICHTUNGEN

Der Hersteller garantiert für die Qualität seiner Produkte. Die Garantie deckt keine Defekte ab, die durch die Nichteinhaltung der Gebrauchsanweisung der Materialien, Lagerungsbedingungen und andere Fälle, die nicht für die Funktion des Materials bestimmt sind, verursacht werden.

Es liegt in der Verantwortung des Verbrauchers, die Eignung dieses Produkts für seine [des Verbrauchers] beabsichtigte Verwendung zu bestimmen. Voraussetzung für den Eintritt des Garantiefalles: Nichtübereinstimmung des Produktes mit den vom Hersteller deklarierten Eigenschaften. Wenn während der Garantiezeit ein Materialfehler festgestellt wird, wird der Hersteller das Produkt ersetzen.

•• LAGERUNG UND HALTBARKEIT

- Unschlagmäßige Lagerungsbedingungen verkürzen die Nutzungsdauer und können zu einer Verschlechterung der Materialeigenschaften führen. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Lagern Sie das Material an einem trockenen Ort.
- Lagern Sie das Produkt bei 4 – 25°C [39,2 – 77 °F].
- NICHT EINFRIEREN!
- Die garantierte Lagerfähigkeit des Materials beträgt 3 Jahre.

•• ENTSORGUNG

Entsorgen das Medizinprodukt in Übereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen gesetzlichen Bestimmungen.

•• PACKUNGSMHALT

- Jen-Favorite LC in sets mit 4, 6, 7 oder 12 spritzen.
- Jen-Favorite LC wird in Spritzen zu 2 oder 4 g geliefert.

Jen-Favorite LC IT

Jen-Favorite LC è un materiale composito da restauro all'avanguardia prodotto utilizzando la tecnologia nanobrida, che combina eccellenti proprietà estetiche, lucidabilità e migliori proprietà manuali con eccezionali proprietà meccaniche e fisiche come la radiopacità, la resistenza alla frattura, la resistenza alla compressione e la resistenza alla rottura.

•• DESTINAZIONE D'USO

- Restauro altamente estetico di cavità di classe I, II, III, IV e V;
- Fabbricazione di monconi e placche;
- Tecnica sandwich;
- Splintaggio;
- Modellazione del moncone.

•• ISTRUZIONI PER L'USO

La cavità è preparata secondo la tecnica standard. Nel caso di cavità profonde, usare un materiale di spessoramento a base di idrossido di calcio, come Jen-Line LCF, per proteggere la polpa.

•• RESTAURI DEL GRUPPO DI DENTI ANTERIORI

Si raccomanda di usare le matrici. Mordenzare lo smalto, compresi gli smussi, per 15 secondi con il gel mordenzante Phospho-Jen AS, sciacquare bene e asciugare. Applicare un adesivo [raccomandiamo Jen-Unibond] secondo le istruzioni del sistema adesivo e polimerizzare. Applicare uno strato di Jen-Favorite LC alla cavità, modellare il contorno e sovraesporre. Possono essere necessarie più porzioni di materiale da restauro se la cavità è profonda. Trattare la superficie dell'otturazione con frese e le superfici prossimali con strisce abrasive. Dopo aver controllato il morso, eseguire la rettifica finale con i dischi di finitura e le teste di gomma.

•• RESTAURI DEI GRUPPI MASTICATORI DEI DENTI

Per la separazione interprossimale si raccomanda di utilizzare una sottile matrice trasparente, fissata con cunei. Adattare la matrice per coprire l'area gengivale, evitando la formazione di protrusioni. Usare un adesivo come descritto sopra prima di applicare il materiale da restauro. Raccomandiamo di creare uno strato superadattivo di composito fluido, come Jen LC-Flow, prima del primo strato di materiale da restauro. Applicare la prima porzione di Jen-Favorite LC alla parte prossimale della cavità, in modo che lo strato di materiale non superi 1,5 mm. Usando un brunitoio, stendere il materiale sulle superfici interne della cavità da riempire e della matrice e schiarire. Terminare il otturazione applicando il materiale a strati in modo che lo spessore di ogni strato non superi 1,25 mm. Sovraesporre ogni strato separatamente. **Attenzione!** Le tinte opache Jen-Favorite LC devono essere applicate in strati di spessore non superiore a 1 mm.

•• AVVERTENZE

Il materiale composito Jen-Favorite LC contiene resine metacriliche nella sua composizione. Evitare il contatto prolungato o ripetuto del materiale non polimerizzato con la pelle [può verificarsi una dermatite allergica da contatto], i tessuti molli della bocca, gli occhi.

In caso di contatto, lavare immediatamente e accuratamente il luogo di contatto con acqua e sapone. Se si verifica un'uruzione cutanea o altri segni di reazioni allergiche, smettere di usare il materiale e consultare un medico.

•• CONTROINDICAZIONI

Qualsiasi storia di reazioni allergiche, specialmente alle resine metacrilate o a qualsiasi altro componente dei materiali dentali.

•• PRECAUZIONI

- Usare protezioni per gli occhi, indumenti, maschera e guanti appropriati quando si maneggia il materiale. Anche gli occhiali protettivi sono raccomandati per i pazienti.
- Osservare le precauzioni di sicurezza per la manipolazione di sostanze polverose e contenenti silicio. Usare occhiali di sicurezza, maschera e guanti.

•• REAZIONI AVVERSE

Il materiale può causare irritazione agli occhi, alla pelle e alle mucose [vedi AVVERTENZE].

•• INTERAZIONE CON ALTRI MATERIALI

L'uso di prodotti contenenti eugenolo in combinazione con Jen-Favorite LC è controindicato. I materiali dentali contenenti eugenolo possono avere un effetto negativo sulla capacità di polimerizzazione.

•• OBBLIGHI DI GARANZIA

Il produttore garantisce la qualità dei suoi prodotti. La garanzia non copre i difetti causati dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso dei materiali, dalle condizioni di stoccaggio e da altri casi che non sono destinati alla funzione del materiale. È responsabilità del consumatore determinare l'idoneità di questo prodotto per l'uso previsto. Condizione per il verificarsi del caso di garanzia: non conformità del prodotto con le caratteristiche dichiarate dal produttore. Se viene rilevato un difetto di materiale durante il periodo di garanzia, il produttore sostituirà il prodotto.

•• DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

La responsabilità del fabbricante si estende solo ai casi espressamente previsti dalle leggi applicabili del paese.

•• CONSERVAZIONE E PERIODO DI VALIDITÀ

- Condizioni di stoccaggio improprie accorciano il periodo di utilizzo e possono portare al deterioramento delle proprietà del materiale. Non esporre il prodotto alla luce solare diretta. Riporre il materiale in luogo asciutto e secco.
- Conservare il prodotto a temperature comprese tra i 4 °C ed i 25 °C [39,2 – 77 °F].
- NON CONGELARE!
- La durata di conservazione garantita del materiale è di 3 anni.

•• SMALTIMENTO

Smaltire il prodotto medico in conformità ai requisiti legali locali/regionali/nazionali/internazionali.

•• CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Jen-Favorite LC in set da 4, 6, 7 o 12 siringhe.
- Jen-Favorite LC è fornito in siringhe da 2 o 4 g.

Jen-Favorite LC PL

Jen-Favorite LC to najnowocześniejszy kompozytowy materiał odtwórczy, produkowany w technologii nanohybrydowej, który łączy w sobie doskonale właściwości estetyczne, polerowalność i łatwość w użyciu z wyjątkowymi właściwościami mechanicznymi i fizycznymi, takimi jak kontrast w promieniach RTG, wytrzymałość na zginanie, wytrzymałość na ściskanie oraz na rozciąganie.

•• PRZEZNACZENIE

- Wysocę estetyczna odbudowa ubytków klasy I, II, III, IV i V;
- Wykonanie wkładów i nakładów;
- Technika „kanapkowa”;
- Szynowanie;
- Odbudowa zębų korony.

•• INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Ubytek w strukturze zęba, powstały po usunięciu zainfekowanych przez próchnicę tkanek twardych, poddawany jest standardowej procedurze przygotowania powierzchni zanim wypełniony zostanie za pomocą materiału kompozytowego. W przypadku głębokich ubytków próchnicowych warto użyć do ochrony miazgi materiału podkładowego na bazie wodorotlenku wapnia, np. Jen-Line LCF.

•• ESTETYCZNA ODBUDOWA W ODCINKU PRZEDNIM

Zaleca się zastosowanie kształtki. Należy wytrawić szkliwo, w tym obszar zukośnienia, przez 15 sekund za pomocą wytrawiacza Phospho-Jen AS, dokładnie wypłukać i osuszyć ubytek. Zaaplikować odpowiedni system łączący (zalecamy Jen-Unibond) zgodnie z instrukcją i spolimeryzować. Wprowadzić warstwę Jen-Favorite LC do ubytku, nadać odpowiedni kształt i spolimeryzować. Przy dużej głębokości ubytku należy użyć kilka warstw materiału kompozytowego. Powierzchnię wypełnienia należy opracować za pomocą wiertła, a powierzchnię styczną - za pomocą paszków ściernych. Po dostosowaniu w zwiarcu należy wykonać końcowe polerowanie za pomocą elastycznych, silikonowych gumek o różnych kształtach oraz krążków polerskich.

•• ODBUDOWA ZĘBÓW W ODCINKU BOCZNYM

Do odtworzenia brakującej ściany zęba zaleca się stosowanie cienkiej kształtki poliestrowej umocowanej kinem. Należy dostosować matrycę przy brzegu dżdżysłowym, unikając tworzenia się nawisów. Przed wprowadzeniem materiału kompozytowego należy użyć system wiążący, jak opisano powyżej. Przed pierwszą warstwą materiału odtwórczego należy utworzyć warstwę podkładu typu liner z płynnego kompozytu, np. Jen LC-Flow. Przy pomocy pierwszej warstwy Jen-Favorite LC zaleca się odtworzyć punkt styczny, tworząc ubytek klasy I. Płaskim nakładaczem rozprowadzamy materiał na wewnętrznej powierzchni kształtki, przechodząc na ścianę ubytku oraz polimeryzujemy. Warstwa materiału nie może być większa niż 1,5 mm. Następną czynność stanowi wypełnienie ubytku techniką warstwową, tak aby grubość każdej warstwy nie przekraczała 2,5 mm. Polimeryzować każdą warstwę osobno.

Uwaga! Opakerowe odcienie Jen-Favorite LC powinny być nakładane warstwami o grubości nie większej niż 1 mm.

•• OSTRZEŻENIA

Materiał kompozytowy Jen-Favorite LC zawiera żywicę metakrylowe. Należy unikać długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu niespolimeryzowanego materiału ze skórą (może wystąpić alergiczne kontaktowe zapalenie skóry), z tkankami miękkimi jamy ustnej, oczami.

Jeśli dojdzie do kontaktu, trzeba natychmiast dobrze umyć miejsce kontaktu wodą z mydłem. Jeśli na skórze pojawi się wysypka lub inne oznaki reakcji alergicznych, należy zaprzestać używania materiału i zwrócić się po pomoc medyczną.

•• ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Podczas pracy z materiałem warto używać odpowiednich okularów ochronnych, odzieży, maski i rękawiczek. Pacjentom również zaleca się stosowanie okularów ochronnych.
- Trzeba przestrzegać środków bezpieczeństwa przewidzianych podczas pracy ze sproszkowanymi substancjami zawierającymi krzem. Używać okularów ochronnych, maski i rękawiczek.

•• PRZECIWWSKAZANIA

Nie należy stosować materiau u pacjentów uczulonych na składniki kompozytu, szczególnie na żywice metakrylowe lub jakikolwiek inny składnik materiałów stomatologicznych.

•• INTERAKCJA Z INNYMI MATERIAŁAMI

Przeciwskazane jest stosowanie preparatów zawierających eugenol w połączeniu z Jen-Favorite LC. Materiały stomatologiczne zawierające eugenol mogą mieć negatywny wpływ na proces polimeryzacji podczas twardnienia kompozytu.

•• DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Materiał może powodować podrażnienie oczu, skóry i błon śluzowych [patrz rozdział OSTRZEŻENIA].

•• GWARANCJA

Producent gwarantuje jakość swoich produktów. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku nieprzestrzegania się do instrukcji użytkowania materiałów, naruszenia warunków przechowywania i innych przypadków użytkowania niezgodnie z właściwym przeznaczeniem materiału.

Każdy użytkownik ww. produktu powinien sam określić jego przydatność w konkretnym przypadku. Warunek wystąpienia zdarzenia gwarancyjnego: niezgodność produktu z cechami deklarowanymi przez producenta. W przypadku stwierdzenia wady materiału w okresie gwarancyjnym producent dokonuje wymiany produktów.

•• OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUCENTA

Odpowiedzialność producenta dotyczy wyłącznie przypadków wyraźnie określonych w prawie obowiązującym w danym kraju.

•• UTYLIZACJA

Utylizować produkt medyczny zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi wymogami prawnymi.

•• PRZECYHOWYWANIE I TERMIN WAŻNOŚCI

- Nieodpowiednie warunki przechowywania skrócą terminy użytkowania i mogą prowadzić do pogorszenia właściwości materiału. Nie poddawać materiału działaniu intensywnego światła słonecznego. Materiał należy przechowywać w suchym miejscu.
- Produkt należy przechowywać w temperaturze 4-25°C [39,2-77 °F].
- NIE MOŻNA ZAMRAŻAĆ!
- Okres gwarancji na materiał wynosi 3 lata.

•• OPAKOWANIE

- Jen-Favorite LC w zestawach po 4, 6, 7 lub 12 strzykawek.
- Jen-Favorite LC jest dostępny w strzykawkach po 2 lub 4 g.